

Pentru controlul glicemiei

# Abbott prezintă FreeStyle Papillon™ Mini

Cea mai mică picătură de sânge din lume

**Testare rapidă:**  
rezultatul este afișat  
într-un timp mediu de  
7 secunde



Uneori...  
lucrurile cele mai mici  
fac diferența cea mai mare



Cel mai mic  
glucometru din lume  
Cea mai mică picătură  
de sânge din lume



7,6 cm

**Cel mai mic glucometru  
din lume:**  
conceput pentru o testare  
facilă și practică

Dimensiuni reale

Cea mai mică picătură de sânge

## Picătura de sânge: dimensiuni reale



**FreeStyle  
Papillon™ Mini** | picătura necesară pentru  
alte glucometre

Conceput pentru o testare practică și delicată

- Testare nu se inițializează dacă picătura prelevată nu este suficientă
- Permite prelevarea picăturii de sânge din zone alternative\*
- Picătura poate fi reaplicată pe test în timp de 60 de secunde

\* Pentru testarea hipoglicemiei se recomandă prelevarea sângelui din deget sau palmă

**Ecran  
iluminat**



**Test  
iluminat**



Ușor de folosit oricând, oriunde:

- Iluminarea ecranului face citirea rezultatelor mai ușoară
- Iluminarea testului face ca aplicarea sângelui pe test să fie mai ușoară

**4 alarme programabile:**  
pentru a vă reaminti orele  
când trebuie să vă testați



ABBOTT

**FreeStyle  
PAPILLON™ mini**  
Măsurarea din zone alternative de la Abbott

## FreeStyle Papillon Mini Testarea din zone alternative



Acum este posibil să vă testați  
și din zone alternative:

- antebraț
- braț
- coapsă
- gambă
- palmă
- vârfurile degetelor

• **FreeStyle papillon Mini vă oferă rezultate precise și în cazul testării din palmă**

• **Avantajele testării din palmă**  
Sensibilitatea este mai mică, deci înțeparea este nedureroasă  
Rezultatul este la fel de precis ca cel din deget

## FreeStyle Papillon™ Mini avantaje

- **Aplicarea sângelui pe test este simplă și ușoară**
- **Semnal sonor când picătura de sânge este suficientă**
- **Testarea se inițializează doar când picătura de sânge este suficientă**  
Sângele poate fi reaplicat pe test în timp de 60 de secunde
- **Memorează 250 de glicemii cu data și oră, media glicemiilor din ultimele 14 zile**

**FreeStyle papillon Mini - Precizie maximă**

Pentru a vă oferi un rezultat precis FreeStyle Papillon Mini folosește 4 tehnologii de ultimă generație

- I. Coulometrie:** o picătură mică de sânge acuratețe mare, la un nivel ridicat al hematocritului
- II. Reliable Sample Detection:** pentru a evita rezultate eronate, mari sau mici, indiferent de locul de prelevare a sângelui
- III. Glucose Dehydrogenase:** previne interferența cauzată de valori scăzute sau ridicate a oxigenului în sange
- IV. Măsurare la voltaj scăzut:** garantează că rezultatul nu este influențat de substanțe, cum ar fi: acidul uric, aspirină și paracetamol

**Cel mai mic glucometru  
din lume**  
**Cea mai mică picătură de sânge  
din lume**



Pentru mai multe informații  
Contactați Serviciul de Relații  
cu Clienții  
ROMDIAMED MTM SRL  
021/2016700

APH1 1801 FreeStyle Papillon mini 02/02/16

ABBOTT

**FreeStyle  
PAPILLON™ mini**  
Măsurarea din zone alternative de la Abbott

\* Per il controllo dell'ipoglicemia, effettuare il test sul dito o sul palmo della mano (alla base del pollice).