


**Distribuitor Autorizat**  
**S.C. ROMDIAMED M.T.M. S.R.L.**  
București, Sector 1  
str. Intrarea Armașului, nr. 12, ap.1  
**Serviciul de Relații cu Clienții**  
Tel: 021/201.67.00;021/201.67.01  
Fax: 021/212.10.07  
E-mail: office@romdiamed.ro  
www.romdiamed.ro

IVD

CE 0123

© 2008 Abbott

 Abbott Diabetes Care Inc.  
1360 South Loop Road  
Alameda, CA 94502 USA

EC REP

Abbott Diabetes Care Ltd.  
Range Road  
Witney, Oxon  
O X29 0YL UK

ICL20257 RevA



**FreeStyle**  
**PAPILLON<sup>™</sup> Lite**

*Sistem de monitorizare a glucozei din sânge*



*Cea mai redusă probă de sânge din lume*

*Un aparat mic și discret*

*Rapid, timp de testare mediu de 5 secunde*

**Manualul Utilizatorului**

 **Abbott**

## Cuprins

Informații Importante despre Sistem dumneavoastră de Monitorizare a Glucozei din Sânge FreeStyle Papillon Lite	2-3
Informații Importante referitoare la Sănătate	4
<b>Aparatul de Măsurat FreeStyle Papillon Lite și Banda Test FreeStyle Papillon Easy</b>	
Aparatul de Măsurat FreeStyle Papillon Lite și Modul de funcționare	5-6
Afișajul Aparatului de Măsurat FreeStyle Papillon Lite	7-8
Banda Test FreeStyle Papillon Easy	9-10
<b>Soluția de Control FreeStyle</b>	
Soluția de Control FreeStyle	10-11
Efectuarea unui Test cu Soluție de Control	12-13
<b>Testarea Glucozei din Sânge</b>	
Testarea Glucozei din Sânge	14
Efectuarea unui Test de Glucoză din Sânge	15-17
Mesajele LO și HI	18
<b>Setarea Aparatului de Măsurat</b>	
Cum folosiți luminile aparatului	19
Cum setați aparatul	20
Cum setați alarmele reminder-ului	20-21
Cum setați sunetul	22
Cum setați data și formatul datei	23
<b>Rezultatele Aparatului de Măsurat</b>	
Memoria Aparatului de Măsurat, Medii la 7, 14 și 30 de zile	24
Rezultatele Testului (Glucoza din Sânge, Soluția de Control)	25
Descărcarea Datelor	26
<b>Întreținerea Aparatului de Măsurat</b>	
Bateria	27
Înlocuirea Bateriei	27-28
Cum aveți grijă de Aparatul de Măsurat	28
<b>Detectarea și înlăturarea defecțiunilor sistemului</b>	
Mesaje de eroare	29-31
Detectarea și înlăturarea defecțiunilor	32
Specificații ale Sistemului FreeStyle Papillon Lite	33

	Consultați instrucțiunile de utilizare
	Limitare de temperatură
	Produs de
	Atenție
	Codul lotului

	Reprezentant autorizat european
	Dispozitiv medical de diagnosticare <i>in vitro</i>
	Marcaj CE reg. IVDD 98/79/EC
	Utilizat de
	Număr catalog
	Nu refolosiți

## Specificații ale Sistemului FreeStyle Papillon Lite

Metoda de analiză	Senzor electrochimic coulometric
Închidere automată	Două minute după ultima acțiune a utilizatorului
Durata de viață a bateriei	500 teste
Calibrare	Echivalent plasmă
Hematocrit	15% la 65%
Unități de măsură	Fie mg/dL sau mmol/L
Temperatura de stocare a aparatului	-20° - 60° C (-4° - 140° F)
Memoria	400 teste ale glucozei din sânge și cu soluție de control cu data și ora
Umiditatea relativă de funcționare	5% la 90% (nu condensează)
Temperatura de funcționare	4° - 30° C (40° - 86° F)
Sursa de alimentare	Baterie înlocuibilă pe bază de litiu, de 3 volți, #2032
Limitele rezultatelor	20 la 500 mg/dL (1,1 la 27,8 mmol/L)
Proba de sânge	Sânge integral, capilar
Cantitatea probei de sânge	0,3 microlitri (300 nanolitri)
Dimensiuni	4,0 cm x 7,4 cm x 1,7 cm
Durata de testare	în medie 5 secunde
Greutate	39,7 g (1,4 oz.) inclusiv cu baterie