

Specificații ale Sistemului FreeStyle Papillon Lite

Metoda de analiză	Senzor electrochimic culometric
Închidere automată	Două minute după ultima acțiune a utilizatorului
Durata de viață a bateriei	500 teste
Calibrare	Echivalent plasmă
Hematocrit	15% la 65%
Unități de măsură	Fie mg/dL sau mmol/L
Temperatura de stocare a aparatului	-20° - 60° C (-4° - 140° F)
Memoria	400 teste ale glucozei din sânge și cu soluție de control cu data și ora
Umiditatea relativă de funcționare	5% la 90% (nu condensează)
Temperatura de funcționare	4° - 30° C (40° - 86° F)
Sursa de alimentare	Baterie înlocuibilă pe bază de litiu, de 3 volți, #2032
Limitele rezultatelor	20 la 500 mg/dL (1,1 la 27,8 mmol/L)
Proba de sânge	Sânge integral, capilar
Cantitatea probei de sânge	0,3 microlitri (300 nanolitri)
Dimensiuni	4,0 cm x 7,4 cm x 1,7 cm
Durata de testare	în medie 5 secunde
Greutate	39,7 g (1,4 oz.) inclusiv cu baterie