

Specificațiile tehnice ale acelor Freestyle Papillon

- ✓ **Dimensiuni:** 26mm de la partea distală până la vârful acului;
- ✓ **Dimensiunea acului expusă:** 3,1mm;
- ✓ **Dimensiunile picăturii obținute:** 0,3 microlitri (300nanolitri);
- ✓ Se pot utiliza și pentru înțepări în zonele alternative: braț, antebraț, coapsă, palmă, vârful degetelor.

Produs înregistrat la Ministerul Sănătății cu aviz nr. 9781/29.03.2006

Distribuitor autorizat și service: S.C. ROMDIAMED M.T.M. S.R.L. → www.romdiamed.ro

Producător: ABBOTT DIABETES CARE – SUA

Glucometrul FreeStyle Papillon Mini și testele FreeStyle Papillon sunt utilizate de persoane cu diabet zaharat în cadrul programelor medicale specifice din SUA, Marea Britanie, Germania, Italia, Spania, Franța și altele, țări cu tradiție în domeniul monitorizării diabetului zaharat.