

Specificațiile tehnice ale benzilor de testare Freestyle Papillon

- ✓ **Metoda de analiză:** biosenzor electrochimic culometric;
- ✓ **Compoziția chimică a testelor FreeStyle:** Glucose Dehydrogenase (3,8 units);
- ✓ Testul se poate folosi din ambele părți, atât din dreapta cât și din stânga potrivit marcajelor;
- ✓ Sângele se poate reaplicat pe test în 60 de secunde pe aceeași parte, dacă picătura de sânge a fost prea mică;
- ✓ Dimensiunea picăturii de sânge necesară testării: 0,3 microlitri (300 nanolitri);
- ✓ Dimensiunile testului FreeStyle: 3,2cm x 0,61cm x 0,56cm;
- ✓ Locurile posibile de folosire a testului FreeStyle: braț, antebraț, coapsă, palmă, vârful degetelor.

Produs înregistrat la Ministerul Sănătății cu aviz nr. 9781/29.03.2006

Distribuitor autorizat și service: S.C. ROMDIAMED M.T.M. S.R.L. → www.romdiamed.ro

Producător: ABBOTT DIABETES CARE – SUA

Glucometrul FreeStyle Papillon Mini și testele FreeStyle Papillon sunt utilizate de persoane cu diabet zaharat în cadrul programelor medicale specifice din SUA, Marea Britanie, Germania, Italia, Spania, Franța și altele, țări cu tradiție în domeniul monitorizării diabetului zaharat.