

**SPECIFICAȚII TEHNICE
POMPA DE INSULINĂ PARADIGM 712**

Greutate pompă	108,2g
Dimensiuni	5,1 x 9,4 x 2.0cm
Volum rezervor insulină	300 UI
Profil Bazal	3 profile, fiecare cu câte 48 de rate bazale
Rata bazală	De la 0,0 până la 35 UI/h (creșteri în pași de 0,05UI)
Display	Ecran LCD luminat
Opțiuni de bolus	Normal, prelungit, dual
Creștere bolus	0,1 vizual; 0,5 sau 1,0 vizual sau audio sau cu telecomanda
Calculator de bolus	Da
Telecomandă	Da
Telecomandă pentru controlul bolusurilor	Se poate folosi cu semnale audio sau vibrație
Calculator de bolus	Da
Blocarea butoanelor pentru siguranță	Da
Controale de siguranță (automate)	Aprox. 3 milioane pe zi
Garanție	4 ani
Memorie	24 de bolusuri, Total pe 7 zile, inclusiv alarme
Durata de viață a bateriei	Aprox. 3 săptămâni
Rezistentă la apă	Da